

ventura impress 2

putty soft regular set light body regular set

-20%

300 + 300 ml



ref: 2003
P.V.P sugerido
~~43,95 €~~

Silicona de Adición - Putty soft
Masilla hidrocómpatible y de gran elasticidad.
Tipo soft, más cómodo, tanto para introducir como para extraer de boca.
Color amarillo.
Tiempo de fraguado: 3 minutos.
Dureza Shore A 24 h : 60.

Oferta 300 + 300 ml
34,90 €

Silicona de Adición - Light body
Hidrocómpatible y con una elevada elasticidad.
Color verde. Alta fixotropía.
Tiempo de fraguado:
3 minutos 30 segundos.
Dureza Shore A: 24 h : 53.

4 x 50 ml



ref: 2019
P.V.P sugerido
~~52,40 €~~

Oferta envase 4 x 50 ml + 4 mixing tips
39,90 €

putty soft fast set light body fast set

-20%

300 + 300 ml



ref: 2016
P.V.P sugerido
~~43,95 €~~

Silicona de Adición - Putty soft
Masilla hidrocómpatible y de gran elasticidad.
Tipo soft, más cómodo, tanto para introducir como para extraer de boca.
Color: azul.
Tiempo de fraguado: 2 minutos.
Dureza Shore A 24 h : 60.

Oferta 300 + 300 ml
34,90 €

Silicona de Adición - Light body
Hidrocómpatible y con una elevada elasticidad.
Color naranja. Alta fixotropía.
Tiempo de fraguado: 2 minutos.
Dureza Shore A 24 h : 48.

4 x 50 ml



ref: 2018
P.V.P sugerido
~~52,40 €~~

Oferta envase 4 x 50 ml + 4 mixing tips
39,90 €



ventura

ES GARANTIA DE CALIDAD A UN PRECIO JUSTO

Oferta de Clínica

LAS OFERTAS DE CLÍNICA - SEPTIEMBRE 2018 / Enero 2019

ventura tempocem



Novedad

ref: 1921
P.V.P sugerido ud.
~~33,60 €~~

Oferta
jeringa de 5 ml+
6 Mixing tips

26,90 €

Cemento provisional a base de óxido de zinc sin eugenol de mezcla automática y aplicación directa.
Garantiza una perfecta adhesión.
Fácil de retirar.
Sencilla eliminación del excedente, que ahorra tiempo y esfuerzo.
Espesor fino de la capa para un ajuste preciso.

Distribuido por:

CASA SCHMIDT
Línea de Pedidos: 900 21 31 41
Atención al cliente: 902 44 44 71
www.casa-schmidt.com

DENTAL EXPRESS
Tel. 900 50 64 50 - Fax: 91 500 91 84
E-mail: dentalexpress@dentalexpress.es

PROCLINIC
Línea de Pedidos: 900 39 39 39
www.proclinic.es

Andalucía
SINTOMED, S.L.
Tel: 950 252 029 - tienda@sintomed.com
www.sintomed.com

DEPOSITO DENTAL GARCIA TORRES, S.L.
Tel. 952 313 711 E-mail: javier@garciatorres.net

DEPOSITO DENTAL NOVODENT
Tel: 958 185 345 - info@dentalnovodent.com
www.dentalnovodent.com

MOLTODENT SUM. MED. S.L.
moltodent@moltodent.es Tel: 953 275 257

IDENTING
Tel: 958 565 748 - 601 255 370
E-mail: info@identing.es

Asturias
COMERCIAL DENTAL MJRJ, S.L
Tel. 985 382 988 - Fax: 985 146 111
E-mail: comercialdental@hotmail.com

IMEJ DEPÓSITO DENTAL, S.L.L
Tel. 985 250 494 - Fax: 985 270 306
E-mail: imej@imejdental.com

Aragón
DENTAL GESTISERV
976 22 11 28 / 680 43 41 40
info@dggestiserv.es - www.dggestiserv.es

Baleares
EXCLUSIVAS DENTAL RIVERA
Tel. 971 732 923
E-mail: exclusivasdentalrivera@gmail.com

Canarias
EUROMAS DENTAL, S.L.U.
Tel. 922 647 646
E-mail: euromas@euromas.es

Castilla y León
DENTAL BALDEON, S.L.
Tel: 987 876 200 - info@dentalbaldeon.es
www.dentalbaldeon.es

DENTAL-OLID, C.B.
Tel: 983 477 217 - dental-olid@hotmail.com

JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B.
Tel. 923 229 043 - 923 237 276
E-mail: estevez@estevezdental.com

Cataluña
CATALANA DENTAL, S.A
Tel. 932 196 304
E-mail: catalanadental@catalanadental.com

ENLOG REPRESENTACIONES
Tel. 93 767 94 41 - Móvil: 619 716 129
E-mail: info@enlogrepresentaciones.com
www.enlogrepresentaciones.com

ROYAL SULGERINS, S.L.
Tel. 933 463 222
E-mail: juanma@royal-dent.com

Extremadura
HIPER DENTAL
Tel. 927 248 666 - Fax: 927 248 666
E-mail: comercial@hiperdental.es

Galicia
LUGODEN DEPOSITO DENTAL
Tel. 982 210 302
lugoden@hotmail.com

PARADENTUM, S.L.
Tel. 986 483 025 / 986 483 026
E-mail: paradentum@paradentum.com

La Rioja
LOPRODENT
Tel: 941 258 743

Madrid
AVADER DEPOSITO DENTAL, S.L.
Tel. 916 166 235 - Fax: 916 658 025
E-mail: administracion@avader.com

COMIBER DENTAL
Tel. 91.616.92.21 - Fax: 91.616.54.40
E-mail: comiber@infonegocio.com

DENTAL COOPERACION, S.L
Tel. 914 487 664
dencco@telefonica.net

DENTA PAL
Tel. 915 731 204 / 5 - Fax: 915 040 740
E-mail: dentapal@hotmail.com

TRESDEN
Tel.: 91.569.62.07 / 91.569.62.08
Fax: 91.560.88.08
E-mail: tresden@telefonica.net

DENTAL MADRID
28031 MADRID
Tel: 91 531 19 38

C.Valenciana
DENTAL MIV
Tel. 963 920 795
E-mail: pedidos@dentalmiv.com
www.dentalmiv.com

BASIC DENTAL
Tel. 966 952 727
E-mail: basic@basicdental.net

Madespa

MADESPA, S.A
Rio Jarama, 120
45007 - TOLEDO
www.madespa.com

Oferta válida del 1 de Septiembre de 2018 al 31 de Enero de 2019
Ofertas no acumulables a otras promociones, descuentos u ofertas
Tel. de atención técnica del producto: 925 24 10 25 / e-mail: info@madespa.com
Precios en euros y sin IVA. Madespa no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.
No se incluyen los portes en las ofertas, consultar con su distribuidor habitual

ventura dual core built



Composite fluido de curado dual para el cementado de pernos y reconstrucción de muñones

Módulo de elasticidad parecido a los postes de fibra y a la dentina, por lo que las fuerzas masticatorias se absorben por igual sin riesgo de fracturas en la reconstrucción.
Alta resistencia a la flexión y a la compresión, confiriendo estabilidad bajo la corona.
Dureza similar a la dentina, lo que permite una precisa preparación final del tallado.
Mezcla sencilla y manipulación precisa para una correcta dosificación.
Fluidez ideal: previene los posibles huecos de aire alrededor del poste.
Alta adhesión al esmalte, dentina y postes de fibra de vidrio, para una restauración duradera.
Óptima transmisión de la luz para una buena y profunda fotopolimerización.
Radioopacidad que permite una clara diferenciación con la estructura del diente.

ref: 1956 Universal
P.V.P sugerido
~~56,10 €~~

Presentación de 9 g + mixing tips
42,90 €

ventura snow soft

TIPO I Especial modelos de ortodoncia



ref: 1027
P.V.P sugerido
33,50 €

Oferta caja 3 bolsas x 1,5 Kg

27,00 €



ref:1028
P.V.P sugerido
32,50 €

Oferta bidón 4,5 Kg

26,00 €



ref: 1029
P.V.P sugerido
79,90 €

Oferta caja 20 Kg

63,90 €

Yeso blanquísimo, para modelos de ortodoncia y transferencias de soldadura y articulación. De fácil mezclado, tiempo de fraguado rápido y baja expansión.

ventura extrawhite

TIPO III para Ortodoncia

TIPO III - Indicado para ortodoncia

Color: blanco brillante.
Proporción agua/polvo: 26 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas): <0,20%
Resistencia a la compresión (1 hora): 33 MPa.

ref: 1347
P.V.P sugerido
29,10 €

Oferta bidón 5 Kg

21,00 €

ref: 0413
P.V.P sugerido
79,00 €

Oferta caja 25 Kg

63,20 €



Máxima Blanca

ventura basic stone

fast

Yeso duro tipo III de fraguado rápido

Proporción agua / polvo : 30 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 8'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,15%.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 24 MPa.
Color: Amarillo.

Tiempo de extracción del modelo
15'

ref: 1343
P.V.P sugerido
14,00 €

Oferta bidón 5 Kg

11,80 €

Ref: 0988
P.V.P sugerido
42,40 €

Oferta caja 25 Kg

33,90 €



ventura pinkmod

TIPO IV



Yeso para trabajos de prótesis fija, esqueléticos y prótesis removible.

Color : rosa gingival.
Proporción agua / polvo : 22 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 11'.
Expansión de fraguado (2 horas): 0,09 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 43 MPa.



ref: 1116
P.V.P sugerido
27,90 €

Oferta caja 3 bolsas x 2 Kg

22,00 €

ref: 0482
P.V.P sugerido
25,50 €

Oferta bidón de 6 Kg

20,40 €

ref: 0404
P.V.P sugerido
71,60 €

Oferta caja de 25 Kg

56,90 €

ventura nanolux



Estudios:



ref A2: 1173
ref A3: 1174

P.V.P sugerido ud.
37,50 €

Oferta jeringa de 6 g
colores A2 - A3

25,30 €

Nanohíbrido, radioopaco, para anteriores y posteriores
Partículas de 0,05 a 0,9 micras.
Muy baja solubilidad en agua y gran estabilidad de color.
Excelente pulido.
Colores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - C2 disponibles en formato 4g.
Consulte a su distribuidor.

ventura similux



ref A2: 1655
ref A3: 1656

P.V.P sugerido ud.
35,40 €

Oferta jeringa de 6 g
colores A2 - A3

23,90 €

Microhíbrido, radioopaco, para anteriores y posteriores
partículas de 0,05 a 1,5 micras.
Grán resistencia a la abrasión y mimetismo.
Pulido de alto brillo.
Colores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - C2 disponibles en formato 4g.
Consulte a su distribuidor.