

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	EP-2016
	LINEA CLÍNICA / CLINIC LINE	Revisión: 01
		19.10.2015
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUCT

VENTURA IMPRESS 2 PUTTY SOFT FAST SET

2 VENTAJAS / ADVANTAGES

- Reproducción de detalles excelente / *Excellent details reproduction*
- Buenas propiedades mecánicas / *Good mechanical properties*
- Baja contracción lineal / *Low linear shrinkage*
- No libera sustancias tóxicas durante y después del curado / *No release of toxic substances during and after curing*
- Alta resistencia a sustancias químicas inorgánicas y rayos UV / *High resistance to inorganic chemicals and UV rays*
- Buenas propiedades de liberación con resinas orgánicas y yeso hidratado / *Good release properties with organic resin and hydrated plaster.*

3 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS / CHARACTERISTICS OF THE NON CURED PRODUCT

	Parte A / Part A	Parte B / Parte B
Aspecto / Appearance	Pasta / Paste	Pasta / Paste
Color / Colour	Blanco / White	Azul / Blue
Densidad / Density (g/cm³)	1,55 g/cm ³	1,55 g/cm ³

4 FRAGUADO / CURING

Tiempo de mezcla / Mixing time	Aprox. 30 "
Tiempo de trabajo / Setting time	1'15"
Tiempo de fraguado total / Total setting time	2'00"

5 CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA RETICULACIÓN / CHARACTERISTIC OF THE CROSS-LINKED PRODUCT

Dureza Shore A a las 24 horas / Shore A hardness after 24 hours	60
Estabilidad dimensional / Dimensional stability (%)	<0,2
Resistencia a la tensión / Tensile strength (%)	3-5
Recuperación elástica / Elastic recovery (%)	99,5
Compatibilidad con yeso / Compatibilty with plaster	Excelente / Excellent

6 ALMACENAMIENTO / STORAGE

Temperatura de almacenamiento recomendada / Recommended storage temperature	≤ 5 °C (41 °F) ≥ 30 °C (86 °F)
Vida media / Shelf life	3 años / years

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	COPIA <input type="checkbox"/> Controlada: N° <input type="checkbox"/> No Controlada: N°	FECHA
Fecha: 19.10.2015				