

	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>EP-2003</b>
	<b>LINEA CLÍNICA / CLINIC LINE</b>	Revisión: 03
		19.10.2015
		Página 1 de 1

### 1 PRODUCTO / PRODUCT

## VENTURA IMPRESS 2 PUTTY SOFT REGULAR SET

### 2 VENTAJAS / ADVANTAGES

- Reproducción de detalles excelente / *Excellent details reproduction*
- Buenas propiedades mecánicas / *Good mechanical properties*
- Baja contracción lineal / *Low linear shrinkage*
- No libera sustancias tóxicas durante y después del curado / *No release of toxic substances during and after curing*
- Alta resistencia a sustancias químicas inorgánicas y rayos UV / *High resistance to inorganic chemicals and UV rays*
- Buenas propiedades de liberación con resinas orgánicas y yeso hidrato / *Good release properties with organic resin and hydrated plaster.*

### 3 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS / CHARACTERISTICS OF THE NON CURED PRODUCT

	Parte A / Part A	Parte B / Parte B
Aspecto / Appearance	Pasta / Paste	Pasta / Paste
Color / Colour	Blanco / White	Amarillo / Yellow
Densidad / Density (g/cm <sup>3</sup> )	1,55 g/cm <sup>3</sup>	1,55 g/cm <sup>3</sup>

### 4 FRAGUADO / CURING

Tiempo de mezcla / <i>Mixing time</i>	Aprox. 30 "
Tiempo de trabajo / <i>Setting time</i>	2'00"
Tiempo de fraguado total / <i>Total setting time</i>	3'00"

### 5 CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA RETICULACIÓN / CHARACTERISTIC OF THE CROSS-LINKED PRODUCT

Dureza Shore A a las 24 horas / <i>Shore A hardness after 24 hours</i>	60
Estabilidad dimensional / <i>Dimensional stability (%)</i>	<0,2
Resistencia a la tensión / <i>Tensile strength (%)</i>	3-5
Recuperación elástica / <i>Elastic recovery (%)</i>	99,5
Compatibilidad con yeso / <i>Compatibilty with plaster</i>	Excelente / <i>Excellent</i>

### 6 ALMACENAMIENTO / STORAGE

Temperatura de almacenamiento recomendada / <i>Recommended storage temperature</i>	≤ 5 °C (41 °F) ≥ 30 °C (86 °F)
Vida media / <i>Shelf life</i>	3 años / <i>years</i>

<b>Elaborado:</b> RC	<b>Revisado:</b> DT	<b>Aprobado:</b> DT	<b>COPIA</b>	<b>FECHA</b>
			<input type="checkbox"/> Controlada: N°	
			<input type="checkbox"/> No Controlada: N°	
<b>Fecha:</b> 19.10.2015			Asignada a:	