

Oferta en formatos de 5 y 25 Kg

ventura óxido de aluminio

oferta disponible en 250/150/100/50 micras
50 micras - alta pureza - doble lavado



Es una **alúmina** con **crystalización controlada**, (la más dura después del diamante) de una **alta pureza (99,60% Al2O3)** obtenida por medio de un estricto proceso de lavado.
Color: Blanco

P.V.P sugerido 50 micras
~~34,00 €~~

P.V.P sugerido 250/150/100 micras
~~26,90 €~~

Oferta envase 5 Kg

18,50 €

P.V.P sugerido 50 micras
~~130,00 €~~

P.V.P sugerido 250/150/100 micras
~~105,00 €~~

Oferta envase 25 Kg

80,90 €

ventura perlas de vidrio

ref: 1459



Perlas de Vidrio
Microesferas de sodio sin plomo. Especial para la limpieza y acabado de superficies metálicas sin deformarlas. Apropiado para eliminar el revestimiento en las técnicas de cerámica sin metal.

P.V.P sugerido 50 micras
~~21,80 €~~

Oferta envase 5 Kg

15,50 €

ventura top lab



ref: 3037

Silicona de frentes (llaves)
Dureza ideal: Shore A 84
Color gris claro
Tiene un peso específico bajo, con lo que se obtiene, aproximadamente, un 15% más de rendimiento respecto a productos similares. Catalizador de color rojo, en gel, para una mezcla homogénea

P.V.P sugerido
~~75,40 €~~

Oferta 5 Kg + 3 cat (3 x 40 g)

56,50 €

15% más de rendimiento

A igual precio con la competencia obtiene un 15% más de producto

-25%

ventura high vest high speed

-28%



ref: 0475

4 Kg (25 x 160 g) + 1.000 ml

P.V.P sugerido
~~54,80 €~~

Oferta envase 4kg + 1.000ml

41,00 €

Revestimiento fosfatado rápido y universal para toda la gama de aleaciones utilizadas en prótesis fija y para cerámicas inyectadas. Después de 30 minutos de endurecimiento, el cilindro se pone en el horno directamente a la temperatura final. Exento de grafito.

oferta de la unidad

Distribuido por:

CASA SCHMIDT
Línea de Pedidos: 900 21 31 41
Atención al cliente: 902 44 44 71
www.casa-schmidt.com

PROCLINIC
Línea de Pedidos: 900 39 39 39
www.proclinic.es

Andalucía

DENTAL SUR, S.C.
Tel.: 955 981 481
E-mail: dentalsur@gmail.com

DEPOSITO DENTAL GARCIA TORRES, S.L.
Tel.: 952 313 711
E-mail: javier@garciaortos.net

DEPOSITO DENTAL NOVODENT
Tel.: 958 185 345 - info@dentalnovodent.com
www.dentalnovodent.com

IDENTICO DISTRIBUCIONES DENTALES
Tel.: 957 341 049 - identicosl@identicosl.com
www.identicosl.com

MOLTODENT SUMINISTROS DENTALES
Tel.: 953 275 257
E-mail: moltodent@moltodent.es

SUMINISTROS DENTALES ABC
Tel.: 957 437 331 - abcdentalsl@abcdentalsl.com
www.abcdentalsl.com

SINTOMED, S.L.
Tel.: 950 252 029 - tienda@sintomed.com
www.sintomed.com

Aragón

DENTAL GESTISERV
976 22 11 28 / 680 43 41 40
info@dggestiserv.es - www.dgesti

Asturias

COMERCIAL DENTAL MJRJ, S.L.
Tel.: 985 382 988 - Fax: 985 148 111
E-mail: comercialdental@hotmail.com

IMEJ DEPÓSITO DENTAL, S.L.L.
Tel.: 985 250 494 - Fax: 985 270 306
E-mail: imej@imejdental.com

PROXDENTAL
Tel.: 984 035 410
E-mail: info@proxdental.es

Baleares

EXCLUSIVAS DENTAL RIVERA
Tel.: 971 732 923
E-mail: exclusivasdentalrivera@gmail.com

Canarias

EUROMAS DENTAL, S.L.U.
Tel.: 922 647 846
E-mail: euromas@euromas.es

C.Valenciana

BASIC DENTAL
Tel.: 966 952 727
E-mail: basic@basicdental.net

Cataluña

ÁREA DE ORTONCIA Y PRODUCTOS DENTALES S.L.
Tel.: 902 255 252
www.ortoarea.com

B.N.B DENTAL, S.L.
Tel.: 933 000 231
E-mail: bnb@bnb-dental.e.telefonica.net

CATALANA DENTAL, S.A.
Tel.: 932 196 304
E-mail: catalanadental@catalanadental.com

ENLOG REPRESENTACIONES
Tel.: 93 767 94 41 - Móvil: 619 716 129
E-mail: info@enlogrepresentaciones.com
www.enlogrepresentaciones.com

RC DENTAL
Tel.: 934 363 938
E-mail: info@rcdental.es

Extremadura

HIPER DENTAL
Tel.: 927 248 666
E-mail: comercial@hiperdental.es

Galicia

EURODONTO GLOBAL COMPANY, S.L.
981 817 185 - info@eurodntoglobal.com
www.eurodntoglobal.com

GALIDENT, S.A.
Tel.: 981 597 625
E-mail: galident@galident.com

LUGODEN DEPOSITOS DENTALES
Tel.: 982 210 302
E-mail: lugoden@hotmail.com

NORODEN
Tel.: 981 311 422
E-mail: noroden@mun-do-r.com

PARADENTUM, S.L.
Tel.: 986 483 025 / 986 483 026
E-mail: paradentum@paradentum.com

VICTORIANO REGUEIRO, S.L.
Tel.: 981 223 649 - Fax: 981 224 458
E-mail: dentalre@arrakis.es

La Rioja

LOPRODENT, S.C.
Tel.: 941 258 743 - Fax: 941 258 743
E-mail: loprodent@hotmail.com

Madrid

AVADER DEPOSITO DENTAL, S.L.
Tel.: 916 166 235
E-mail: administracion@avader.com

COMBER DENTAL
Tel.: 91 616.92.21
E-mail: comber@infonegocio.com

TRESSEN
Tel.: 91.569.62.07 / 91.569.62.08
E-mail: tresden@telefonica.net

ventura

es garantía de calidad a precio justo

Ofertas Laboratorio

especial

EXPO^UENTAL

Madespa

VIPICOR

resina para provisionales



CE 0434

-20%

Resina acrílica autopolimerizable para la confección de coronas, puentes, provisionales, fijación de carillas, también ideal para relleno de retenciones en prótesis parciales de resina y relleno de cavidades en los trabajos de caracterización intrínseca de dientes artificiales en acrílico.

Soporta los más variados métodos de polimerización. Polimerización uniforme en todas las partes de la prótesis, incluso en las piezas con mayor espesor. Utilización de pigmentos biocompatibles, garantizando alta estabilidad de los colores. Facilidad en el acabado, pulido y brillo. Disponible en los colores VIPI equivalentes a: A2/B2 A3 C3/A4 Incisal de la escala VITA®

P.V.P sugerido
~~15,90 €~~

Oferta envase 80 g

12,70 €

4 colores disponibles equivalentes a A2/B2; A3; C3/A4; Incisal

ventura cromabond CCB

aleación de base Co-Cr para cerámica



CE 0434

ref: 0314

Aleación base cobalto - cromo para todo tipo de cerámicas
Contenido : Co.55,2 % - Cr. 24,00 % - W. 15,00%
C.E.T. : 14,3 x 10-6 k-1 (25 - 500°C)
C.E.T. : 14,6 x 10-6 k-1 (20 - 600°C)
Intervalo de fusión : 1320 - 1400 °C
Dureza Vickers (HV 10) : 290

P.V.P sugerido
~~66,90 €~~

Oferta envase 250 g

53,50 €

P.V.P sugerido
~~254,00 €~~

Oferta envase 1000 g

199,90 €

ORTOCor Mix

Especial Técnica de amasado



CE 0434

-27%

P.V.P sugerido
~~20,90 €~~

Oferta envase 250 ml

15,90 €

P.V.P sugerido
~~43,40 €~~

Oferta envase 450 g

32,50 €

Resina autopolimerizable para Ortodoncia
Libre de acrilatos, reduciendo la probabilidad de alergias.
Tiempo de trabajo ideal
Color : Incolora
Especial para la técnica polvo/líquido y la técnica de amasado.

ventura truebond CCB plus

ref: 0179



-30%

CE 0434

Aleación de base níquel-cromo para cerámicas.
SIN BERILIO.
Contenido: Ni: 61,4 % - Cr: 25,9 % - Mo: 11 % - Si: 1,5 %
C.E.T. : 14,1 x 10-6 k-1 (25 - 500)
Intervalo de fusión : 1325 - 1350 °C
Dureza Vickers (HV 10) : 185

P.V.P sugerido
~~59,90 €~~

Oferta envase 250 g

41,90 €

P.V.P sugerido
~~203 €~~

Oferta envase 1000 g

141,90 €

Oferta válida del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2016

Ofertas no acumulables a otras promociones, descuentos u ofertas ofertas

OFL/02/2016

Tel. de atención técnica del producto: 925 24 10 25 / e-mail: info@malespa.com

Precios en euros y sin IVA. Madespa no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.

No se incluyen los portes en las ofertas, consultar con su distribuidor habitual

Madespa
MADESPA, S.A.
Río Jarama, 120
45007 - TOLEDO

NUEVA GAMA DE YESOS **ventura**

the natural choice

ventura **resindie rock**

TIPO IV Reforzado con resina



ref: 0636

ref: 0635

P.V.P sugerido
~~75,30 €~~

Oferta bidón 18 Kg

59,90 €

P.V.P sugerido
~~29,90 €~~

Oferta bidón 6 Kg

20,00 €

Yeso natural reforzado con resinas
Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,08 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 43 MPa.
Color: Albaricoque.

ventura **superdie rock**

TIPO IV Natural extraduro



ref: 0638

ref: 0402

ref: 0640

ref: 0639

P.V.P sugerido
~~75,30 €~~

Oferta bidón 18 Kg

59,90 €

P.V.P sugerido
~~29,90 €~~


Oferta bidón 6 Kg

20,00 €

Yeso natural extra duro para muñones
Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 11'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,07 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 49 MPa.
Color: Marrón dorado / Gris.

ventura **scan stone**

TIPO IV Especial escáneres



ref: 0643

ref: 0642

P.V.P sugerido
~~99,60 €~~

Oferta bidón 18 Kg

75,50 €

P.V.P sugerido
~~37,55 €~~

Oferta bidón 6 Kg

29,90 €

Yeso formulado para ser leído por escáneres laser y ópticos
Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,08 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 49 MPa.
Color: Arena.

ventura **ivory rock**

TIPO IV Muñones desmontables



ref: 0631

ref: 0630

P.V.P sugerido
~~71,80 €~~

Oferta caja de 25 Kg

57,50 €

P.V.P sugerido
~~25,90 €~~

Oferta bidón 6 Kg

20,70 €

Yeso para modelos con muñones desmontables y removibles
Proporción agua / polvo : 22 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 11'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,09 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 41 MPa.
Color: Marfil.

ventura **implant stone HG**

Especial implantes



ref: 0647

ref: 0646

P.V.P sugerido
~~69,50 €~~

Oferta bidón 18 Kg

55,60 €

P.V.P sugerido
~~27,50 €~~


Oferta bidón 6 Kg

22,00 €

Yeso para modelos con análogos para implantes
Proporción agua / polvo : 30 - 32 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 13'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,03 % máx.
Resistencia a la compresión (48 horas) : 39 MPa.
Color: Amarillo claro.

ventura **extrawhite hard**

TIPO IV Extraduro ortodoncia



ref: 0651

ref: 0650

P.V.P sugerido
~~97,40 €~~

Oferta bidón 18 Kg

69,90 €

P.V.P sugerido
~~36,80 €~~

Oferta bidón 6 Kg

29,90 €

Yeso extraduro blanquísimo
Proporción agua / polvo : 22 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,08 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 39 MPa.
Color: Extrablanco.

ventura **basic stone**

TIPO III Trabajos de tipo general



Amarillo
ref: 0656 caja 25 Kg

Azul
ref: 0658 caja 25 Kg

Verde
ref: 0660 caja 25 Kg

Rosa
ref: 0665 caja 25 Kg

P.V.P sugerido
~~39,80 €~~

Oferta caja 25 Kg

29,90 €

Yeso duro tipo III
Proporción agua / polvo : 28 - 30 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas) : ≤0,20 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : ≥20 MPa.
Color: Amarillo / Azul / Verde / Rosa.

ventura **occlusion stone**

TIPO III Articulador de precisión



ref: 0671

ref: 0670

P.V.P sugerido
~~74,50 €~~

Oferta bidón 18 Kg

59,60 €

P.V.P sugerido
~~29,50 €~~

Oferta bidón 6 Kg

23,60 €

Yeso especial para articulador de precisión
Proporción agua / polvo : 28 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 4' - 5'.
Expansión de fraguado (2 horas) : 0,03 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 22 MPa.
Color: Blanco nieve.

ventura **stone**

TIPO III de altas prestaciones

Yeso para trabajos de carácter general.
Proporción agua / polvo : 26 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicát) : 10'.
Expansión de fraguado (2 horas) : ≤0,20 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 26MPa.
No se distorsiona en los trabajos con acrílicos.
Disponibles en amarillo, rosa y azul
Amarillo
ref: 0662 bidón 6 Kg / 0419 caja 25 Kg
Rosa
ref: 0664 bidón 6 Kg / 0425 caja 25 Kg
Azul
ref: 0663 bidón 6 Kg / 0423 caja 25 Kg



-20%

P.V.P sugerido
~~19,90 €~~

Oferta bidón 6 Kg

15,90 €

P.V.P sugerido
~~46,60 €~~

Oferta caja de 25 Kg

37,90 €