

	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION</b>	<b>EP-3144</b>
	<b>LÍNEA CLÍNICA / CLINIC LINE</b>	Revisión: 00
		06.09.2013
		Página 1 de 1

**1 PRODUCTO / PRODUCT**
**Ventura Bite**

Silicona para registro de mordida / Silicone for bite registration

Tipo / Type ISO 4823

Tipo /Type 2: Consistencia media / *Medium bodied consistency*
**2 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS / CHARACTERISTICS OF THE NON CURED PRODUCT**

	Parte A / Part A	Parte B / Parte B
Aspecto / Appearance	Líquido viscoso / <i>Viscous fluid</i>	Líquido viscoso / <i>Viscous fluid</i>
Color / Colour	Blanca / <i>White</i>	Azul lavanda / <i>Lavender blue</i>
Densidad / Density (g/cm <sup>3</sup> )	1,51	

**3 FRAGUADO / CURING**

Tiempo de trabajo / <i>Setting time</i>	30"
Tiempo en boca / <i>Time in mouth</i>	45"
Tiempo de fraguado total / <i>Total setting time</i>	1'15"

**4 CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA RETICULACIÓN / CHARACTERISTIC OF THE CROSS-LINKED PRODUCT**

Consistencia ISO 4823 / <i>ISO 4823 Consistency</i>	31-41
Dureza Shore A / <i>Shore A hardness</i>	91-95
Deformación por compresión % / <i>Strain in compression %</i>	0,8-20
Recuperación elástica % / <i>Recovery from deformation %</i>	≥96,5
Cambio dimensional lineal % / <i>Linear dimensional change %</i>	≤1,5
Reproducción de detalles (µm) / <i>Detail reproduction (µm)</i>	<20
Compatibilidad con yeso (µm) / <i>Compatibility with gypsum (µm)</i>	<50

**5 ALMACENAMIENTO STORAGE**

Temperatura de almacenamiento recomendada / <i>Recommended storage temperature</i>	≤ 10 °C (41 °F) ≥ 25 °C (86 °F)
Vida media / <i>Shelf life</i>	3 años / <i>years</i>

Elaborado:	RC	Revisado:	DT	Aprobado:	DT	COPIA	FECHA
						<input type="checkbox"/> Controlada: N°	
						<input type="checkbox"/> No Controlada: N°	
Fecha: 06.09.2013						Asignada a:	